



NOBAMED Paul Danz AG

NOBATRAST® OP-Set Tupfer

REF 635625 (ab LOT 140055)

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die doppelt verpackten sterilen Mulltupfer **3,5 cm** Durchmesser, mit Silikonring, bestehen aus 20-fädigem Verbandmull und haben einen Röntgenkontrastfaden. Ein Set enthält **10 Tupfer**. Sie dienen im operativen Bereich zum Aufsaugen von Blut und Sekret und zur Reinigung der Operationswunde von Blut und Sekret. Eine Zählkarte auf der Innenverpackung sowie eine weitere Zählkarte auf der Außenverpackung erlauben eine schnelle und sichere Zählkontrolle.

Zusammensetzung

Baumwolle, Silikon, X-Ray-Faden aus Bariumsulfat, PVC, DOTP

Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745. Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Die Mulltupfer entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11135.

Verpackung

Primärverpackung: Sterilpapier
Sekundärverpackung: Papier-Folie-Verpackung
Tertiärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose
Quartärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonnenlicht schützen.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.