



## NOBASURGMENT® Verbandschere

REF 27-104

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung, Anwendung

Sterile Einmal - Verbandsschere, 14,5 cm lang, für die Verwendung im Gesundheitswesen. Die Schere ist an der Spitze als Flachknopf ausgeführt. Die violette Sicherheitsmarkierung sorgt für eine eindeutige optische Unterscheidung zu Mehrweginstrumenten.

### Zusammensetzung

Rostfreier Stahl

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach  
MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.  
Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Papier/ Folien-  
Verpackung

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



40-70% RH

Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

### Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.