



WATTESTÄBCHEN

REF 974016

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung und Anwendung

Das Wattestäbchen (Wattekopf: 4-5mm) dient zum Auftragen von Flüssigkeiten und Salben, zur Reinigung und zur Entnahme von Abstrichproben. Sofern es auf offenen Wunden angewendet werden soll, muss es vor der Anwendung mit einem validierten Verfahren (Feuchte Hitze nach DIN EN ISO 17665 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) sterilisiert werden. Das Wattestäbchen hat einen 15 cm langen Wattedräger aus Polypropylen.

Zusammensetzung

Baumwolle, Polypropylen

Hinweis

Vor Gebrauch auf offenen Wunden sterilisieren.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und gesetzliche Anforderungen

Das Wattestäbchen ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN 1041.

Transport und Lagerung

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.