

































Bedeutung von Symbolen auf Produktkennzeichnungen und Produkt-Datenblättern

Meaning of Symbols on Product labelling and Product Data Sheets

	Artikelnummer Zur Identifikation des Medizinproduktes	Reference number For the identification of the medical device
	Fertigungslosnummer, Charge Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge / das Los identifiziert werden kann	Batch code Shows the production batch number of the manufacturer to identify the batch
PZN	Pharmazentralnummer bundeseinheitlicher Identifikationsschlüssel für Arzneimittel, Medizinprodukte und andere sonstige apothekenübliche Produkte	Pharmaceutical registration number Nationwide standardised identification number for medicines and pharmaceutical products, medical devices and other products normally sold in pharmacies
	Eindeutiger Produkt Identifikationscode	Unique Device Identifier
	Medizinprodukt	Medical Device
	CE-Konformitätskennzeichen Bestätigung der Erfüllung der EU-Anforderungen	CE-Mark Confirmation of compliance with EU requirements
	CE-Konformitätskennzeichen inkl. Nummer der benannten Stelle	CE-Mark with Notified Body number
	Hersteller	Manufacturer
	Importeur	Importeur
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	EU Representative
	Herstellungsdatum	Date of manufacture
	Verwendbar bis	Use-by-date
	Gebrauchsanweisung beachten	Consult instructions for use

	Achtung Lesen Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung	Caution Consult instructions for use for all warnings and precautions
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Do not use if package is damaged
	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Contains or presence of natural rubber latex
	Enthält kein Naturkautschuklatex	Not made with natural rubber latex
	Nicht wiederverwenden	Do not re-use
AQL 1,0	annehmbare Qualitätsgrenzlage für medizinische Handschuhe	Acceptable Quality Level for medical gloves
	Puderfrei	Powder free
	sterilisiert mit Ethylenoxid	Sterilized using ethylene oxide
	Strahlen-sterilisiert	Sterilized using irradiation
	Einzelnes steriles Barriersystem	Single sterile barrier system
	Doppeltes steriles Barriersystem	Double sterile barrier system
	Einzelnes steriles Barriersystem mit Schutzverpackung innen	Single sterile barrier system with protective packaging inside
	Einzelnes steriles Barriersystem mit Schutzverpackung außen	Single sterile barrier system with protective packaging outside
	Nicht erneut sterilisieren	Do not re-sterilize

	Temperaturbegrenzung Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann	Temperature limitation Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed
	Vor Sonnenlicht schützen	Keep away from sunlight
	Ozon vermeiden	Avoid ozone
	Trocken aufbewahren Vor Feuchtigkeit und Nässe schützen	Keep away from rain Protect from humidity and dampness
	Schutz vor Chemikalien	Protection against chemicals
	Schutz vor Mikroorganismen	Protection against micro-organisms
	Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination	Protection against particulate radioactive contamination
	Schutz vor statischer Elektrizität	Protection against static electricity
	Schutz vor Penetration von festen Partikeln	Protection against penetration of solid particles
	Schutz vor flüssigen Chemikalien	Protection against liquid chemicals
	Lebensmittelunbedenklichkeit Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln	Food safe Suitable for handling foodstuff
	Nicht in die Toilette entsorgen	Do not dispose of in toilet
	Verwendungsdauer Haltbarkeit nach der Öffnung, Zahl der Monate steht im Symbol	Period after opening Shelf life after opening, number of months is indicated in the symbol
	Ordnungsgemäß entsorgen	Dispose of properly

	<p>Recycling Symbol 7: Andere Andere Kunststoffe wie Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polylactide (PLA)</p>	<p>Recycling Symbol 7: other Other plastic materials like polycarbonate (PC), polyamide (PA), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polymethyl methacrylate (PMMA), polylactides (PLA)</p>
---	--	--

Quellen:

DIN EN ISO 15223-1:2016; ISO/ DIS 15223:2020; ISO 7000,

MedTech Guidance „Use of Symbols to Indicate Compliance with the MDR“, Dec. 2019, Version 2.0

Sources:

Explanatory notes on the symbols in accordance with DIN EN ISO 15223-1:2016, ISO/ DIS 15223:2020; ISO 7000,

MedTech Guidance „Use of Symbols to Indicate Compliance with the MDR“, Dec. 2019, Version 2.0