



## RUDAFILM<sup>®</sup>-steril

REF 073593

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Trägermaterial des sterilen Wund-schnellverbands (Größe: 30 cm x 10 cm) besteht aus einer transparenten, elastischen Polyurethanfolie und ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber beschichtet. Die Folie ist wasserdicht, aber wasserdampfdurchlässig und schützt Wunden vor Keimen und Wasser. Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde und wird rundum durch die Folie geschützt. Der Patient kann der täglichen Körperpflege nachgehen, ohne den Verband mit Wasser zu durchfeuchten. Die transparente Folie erlaubt eine Beurteilung des Feuchtigkeitszustandes der Wundauflage, ohne den Verband entfernen zu müssen. RUDAFILM-steril ist einzeln steril verpackt.

### Kontraindikationen

Nicht bei infizierten Wunden oder bei einer bekannten Allergie gegen eine der u.g. Komponenten anwenden

### Zusammensetzung

Polyurethan, Viskose, Polyester, Polyethylen, Polyacrylatkleber

### Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAFILM<sup>®</sup>-steril ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse Is, basierend auf Regel 4 eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primär-Verpackung	Papier-Verpackung
Sekundär-Verpackung:	Faltschachtel aus Cellulose
Tertiär-verpackung:	Karton aus Cellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei.

### Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnungen:



Inhalt steril, solange Packung unversehrt