



## NOBANETZ®

REF 302030

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBANETZ® ist ein weicher, elastischer und atmungsaktiver Netzschlauch, **25 m lang**, geeignet für **Unterschenkel (Größe 3)**. Eine Farbcodierung ermöglicht die Größenunterscheidung (**weiß**). Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und ist einfach zu handhaben. Durch sein stabiles Gewirk ist das Netz einschneidbar, ohne auszufransen. Mit NOBANETZ® werden Wundauflagen und Verbände schnell und einfach individuell passend, fixiert. Es wird auch als Überzug über Bindenverbänden oder angewickelten Gipsschienen verwendet. Das Produkt ist einzeln verpackt.

### Zusammensetzung

Polyamid, Elasthan

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung:	Folienbeutel
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung	Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe