



APPLIKATOR

REF 320005

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der medizinische APPLIKATOR ist eine zylinderförmige Vorrichtung (5 cm, für große Finger/ Zeh), bestehend aus zwei Ringen, die mit Längsstäben verbunden sind. Der APPLIKATOR dient zum leichten und schnellen Anlegen und Platzieren von Schlauchverbänden (wie z.B. NOBATRICOT®) über Körpergliedmaßen bei der Wundversorgung.

Zusammensetzung

rostfreier Stahl

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Zubehörprodukt für Medizinprodukt Schlauchverband nach MDR (EU) 2017/ 745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe