



## WUNDHAKENBEZUG

REF 324032

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Einlagige, genähte, weiße Überzüge aus medizinisch gebleichtem Baumwollgestrick zum einmaligen Gebrauch, 2,5 cm x 11 cm, à 20 Stück, mit eingearbeitetem X-Ray-Faden und Bändern zum Fixieren. Sie werden vor der Sterilisation zum Schutz des Instrumentariums auf die Wundhaken gezogen. Sie können während der Verwendung auf dem Wundhaken belassen werden und reduzieren dabei das Blendverhalten des Metalls der Wundhaken im OP-Licht und schützen empfindliches Gewebe vor den Wundhakenkanten. Die Wundhakenbezüge müssen vor der Verwendung an offenen Wunden mit einem validierten Verfahren (Feuchte Hitze nach DIN EN ISO 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) sterilisiert werden.

### Zusammensetzung

Baumwolle,  
X-Ray-Faden aus Bariumsulfat, PVC und DINP

### Normative und gesetzliche Anforderungen

Wundhakenbezüge sind ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR EU 2017/745 und werden in die Klasse IIa, Regel 7, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

