



NOBAMED Paul Danz AG

NOBADUR®-Verband

REF400209

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der gebrauchsfertige Verband enthält indikationsbedingt 2 braune Ultra-Kurzzugbinden NOBADUR*, 8 oder 10 cm breit und jeweils gedehnt 5 m lang bei einer Dehnbarkeit von ca. 38%. Soll der Verband bis in die Leiste reichen, so kann er mit den entsprechenden NOBADUR® Binden vervollständigt werden. NOBADUR*-Verband dient zur Anwendung eines kräftigen komprimierenden Pütter-Verbandes bei der Kompression der Extremitäten in der Phlebologie und Lymphologie und zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin

Zusammensetzung

Baumwolle, Polyamid

Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.