



UNTERSUCHUNGSKITTEL

REF 628105

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Einmal-Untersuchungskittel (Gr. M) zur Verwendung bei medizinischen und pflegerischen Tätigkeiten, vorwiegend in Ambulanzen zum Schutz vor der Exposition gegenüber Infektionserregern. Ebenso Schutz vor einer potenziellen Exposition gegenüber kleinen Mengen von Sprühnebeln oder versehentlichen Spritzern mit geringem Volumen an flüssigen Chemikalien.

Der Kittel wird im Rücken verschlossen und ist mit Ärmelbündchen ausgestattet.

Zusammensetzung

Polypropylen, Polyethylen, Polyester

Hinweis

Das Produkt wurde einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Der Schutzkittel entspricht den europäischen Normen für Persönliche Schutzausrüstung gemäß den Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/ 425 der Kategorie III-Modul C2.

Der Untersuchungskittel bietet Infektionsschutz gemäß EN ISO 14126:2003 + AC:2004, und Schutz gegen flüssige Chemikalien, leichter Sprühnebel (Type 6B) gemäß EN 13034: 2005 + A1:2009

EN ISO 13688: 2013+ A1: 2021

EN 14325: 2004

Weitere Angaben finden Sie in der Gebrauchsinformation

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: OPP-Beute

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



CE 0624 PSA (CAT III)

Lagerung und Transport

Trocken, staubfrei, geschützt vor Licht und Hitze

Entsorgung

Wenn es nicht kontaminiert ist, kann das Produkt wie normaler textiler Abfall entsorgt werden. Wenn kontaminiert, sollte es als schädlicher Müll behandelt und gemäß gesetzlicher Regelungen entsorgt werden.