



NOBATRAST®-Vakuum-OP-Set Tupfer

REF 635615

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die doppelt verpackten Mulltupfer **2,5 cm** Durchmesser, bestehen aus 20-fädigem Verbandmull und haben einen eingewebten Röntgenkontrastfaden. Der Mull ist ohne Gummiring in eine runde Form geschlungen. Ein Set enthält **10 Tupfer**. Sie dienen im operativen Bereich zum Aufsaugen von Blut und Sekret und zur Reinigung der Operationswunde von Blut und Sekret. Die Tupfer sind in einem transparenten Tray vereinzelt positioniert, so dass eine visuelle Kontrolle des Inhalts vor der OP möglich ist. Eine Zählkarte auf der Innenverpackung sowie eine weitere Zählkarte auf der Innenseite der Außenverpackung erlauben eine schnelle und sichere Zählkontrolle. Das Vakuum der Innen- und Außenverpackung garantiert die Sterilität vor der Verwendung des Sets.

Kontraindikationen

Allergie gegen Baumwolle, Bariumsulfat, PVC oder DINP

Zusammensetzung

Baumwolle, X-Ray-Faden aus Bariumsulfat, PVC, DINP

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATRAST® -Vakuum-OP-Set Tupfer ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse IIa, Regel 7, eingestuft.

Die Mulltupfer entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Folie-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Folie-Folie-Verpackung

Tertiärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Quartärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



STERILE R



CE
0123