



NOBATRAST®-Vakuum-OP-Set Präpariertupfer

REF 645712

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die doppelt verpackten Präpariertupfer aus 24-fädigem Verbandmull, 12 x 12 cm (Größe XL), à 20 Stück, haben einen eingewebten Röntgenkontrastfaden. Sie dienen im operativen Bereich zum Präparieren von feinen Gewebeteilen (z.B. Blutgefäßen, feinen Sehnen). Die Präpariertupfer sind in einem transparenten Tray vereinzelt positioniert, so dass eine visuelle Kontrolle des Inhalts vor der OP möglich ist. Eine gelbe Zählkarte auf der Innenverpackung sowie eine weitere gelbe Zählkarte auf der Innenseite der Außenverpackung erlauben eine schnelle und sichere Zählkontrolle. Das Vakuum der Innen- und Außenverpackung garantiert die Sterilität vor der Verwendung der Sets.

Kontraindikationen

Allergie gegen Baumwolle, Bariumsulfat, PVC oder DINP

Zusammensetzung

Baumwolle, X-Ray-Faden aus Bariumsulfat, PVC und DINP

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATRAST® Vakuum-OP-Set Präpariertupfer ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse IIa, Regel 7, eingestuft.

Die Präpariertupfer entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 24.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN ISO 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	Folie-Folie-Verpackung
Sekundärverpackung:	Folie-Folie-Verpackung
Tertiärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Quartärverpackung:	Karton aus Zellulose


Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



STERILE R



CE
0123