



NOBATRAST® VAKUUM-OP-SET NOBAOPHTHALM®

REF 647110

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

NOBATRAST® VAKUUM-OP-SET NOBAOPHTHALM® besteht aus runden Augenstäbchen mit schrägem Anschnitt, welche zum Präparieren und Tupfen in der Ophthalmologie bestimmt sind. Sie verfügen über eine hohe Ansauggeschwindigkeit und eine intensive Saugkraft. Der Tupper quillt bei Adsorption von Flüssigkeiten auf und hält diese fest. Das Set ist doppelt steril verpackt.

Zusammensetzung

Viskosevlies, Zellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATRAST VAKUUM-OP-SET NOBAOPHTHALM® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse IIa, Regel 6 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG. Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Folie-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Folie-Folie-Verpackung

Tertiärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Quartärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

