



## NOBA® OP-SOCKEN

REF 660100

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBA® OP-SOCKEN sind weiche, elastische, **vorgerollte** Socken in Einheitsgröße, ohne Fersenabnähung und mit elastischen Bündchen. Die weißen Socken sind für die präoperative Vorbereitung der Patienten geeignet. Strümpfe tragen zur Vermeidung der perioperativen Hypothermie bei, indem sie als präventive Maßnahme den Patienten vor Wärmeverlusten schützen. Darüber hinaus sind NOBA® OP-SOCKEN universell einsetzbar und wirken in sensiblen Bereichen einer Keimverschleppung entgegen.

### Zusammensetzung

Polyester, Elasthan

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe