



PFLEGESCHÜRZE

REF 664500

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die gelbe Pflegeschürze in Universalgröße ist aus Vliesstoff hergestellt. Der obere Teil wird über den Kopf gezogen. Die Bindebänder werden fixiert. Daumenschlaufen und elastische Armbündchen ermöglichen das einfache und dichte Anlegen von Einweghandschuhen. Die Verwendung der Schürze dient zur Reduktion der Verbreitung von Keimen und Kontaminationen bei pflegerischen und medizinischen Tätigkeiten (minimale Flüssigkeitsexposition). Sie ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Kontraindikationen

Kontraindikationen sind nicht bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen die u.g. Komponente darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Polypropylen

Normative und gesetzliche Anforderungen

PFLEGESCHÜRZE ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

