



NOBAMED Paul Danz AG

NOBA[®] OP-Haube BINDEFORM

REF 673600

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die OP-Hauben bestehen aus einem Spunlace-Vlies. Das Material ist luftdurchlässig und somit atmungsaktiv. Dadurch wird ein Wärmestau verhindert, was den Tragekomfort erhöht. Die OP-Hauben dienen zur funktionellen und sicheren Abdeckung der Haare während Operationen. Das Produkt wurde zur Erhöhung der Anwendersicherheit einem validierten Keimreduktionsverfahren unterworfen und liegt sterilisiert vor.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der u. g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Latexfreier Elastomerknoten

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBA[®] OP-Haube ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

