



HAUBE CLIP-CAP

REF 674902

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Haube besteht aus einem leichten, blauen Spinnvlies. Das luftdurchlässige und dadurch atmungsaktive Material verhindert einen Wärmestau und erhöht somit den Tragekomfort. Sie dient zur Abdeckung der Haare bei Personal, Patienten und Besuchern. Eine Kontamination durch Haare wird vermieden.

Kontraindikationen

Kontraindikationen sind nicht bekannt

Bei einer bekannten Allergie gegen die u.g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Polypropylen, latexfreier Elastomerknoten

Normative und gesetzliche Anforderungen

HAUBE CLIP CAP ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1 Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

