



## VERBANDWECHSEL-SET Pinzette

REF 696001

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das sterile Verbandwechsel-Set besteht aus 5 Stück Mulltupfern Ø 3 cm und 5 Stück Mullkompressen 10 x 10 cm. Diese liegen in einer zweiteiligen Kunststoffschale zusammen mit einer blauen Kunststoff-Pinzette. Das Set ist in eine wasserfeste Unterlage eingeschlagen.

### Zusammensetzung

Baumwolle, Silikon, Polyethylen, Zellstoff, Polystyrol

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative

#### Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDR (EU) 2017/745  
Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primär: Papier-Folie-Verpackung

Sekundär: Folienbeutel

Tertiär: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Sterilproduktes eine Sichtprüfung der Verpackung auf Unversehrtheit durch.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.