



KRÜLLGAZETUPFER-steril

REF 735622

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die sterilen, zweilagigen Tupfer bestehen aus Mull (DIN EN 14079 Typ 20) und werden zur Versorgung oberflächlicher Wunden eingesetzt. Sie eignen sich durch ihre längliche Form besonders zum Auftragen von Salben und können gleichzeitig, nachdem sie aufgefaltet worden sind, als Abdeckung genutzt werden. 10 Tupfer befinden sich in einer Sterilverpackung.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Bei einer Allergie gegen die u.g. Komponente sollte das Produkt nicht verwendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

KRÜLLGAZETUPFER-steril sind Medizinprodukte nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und werden in Klasse Is, Regel 4, eingestuft.

Der Mull entspricht den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Stand der Information: 25.07.2018 [Rev 5]
ersetzt: 22.09.2015 [Rev 4]

Verpackung

Primärverpackung:	Folie-Folie Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

