



MULLTUPFER-steril

REF 735725

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die sterilen Mulltupfer haben einen Durchmesser von 3,5 cm. Der Mull (Typ 20 nach DIN EN 14079) ist ohne Gummiring in eine runde Form geschlungen. Häufig werden diese Tupfer deshalb auch Schlinggazetupfer genannt. Sie werden zur Versorgung oberflächlicher Wunden sowie zur Hautdesinfektion verwendet. 20 Tupfer sind in einer Sterilverpackung enthalten.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Bei einer Allergie gegen die u.g. Komponente sollte das Produkt nicht verwendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

MULLTUPFER-steril sind Medizinprodukte nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und werden in Klasse Is, Regel 4, eingestuft.

Der Mull entspricht den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Stand der Information: 25.07.2018 [Rev 4]
ersetzt: 22.09.2015 [Rev 3]

Verpackung

Primärverpackung:	Folie-Folie Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

