



FISTULA ON/OFF SET-steril

REF 739111

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das sterile Set besteht aus zwei getrennten Kammern, welche durch eine Perforation leicht getrennt werden können. Das FISTULA ON-Set besteht aus 5 NOBATOP-Kompressen (5x5 cm), 8 Pflasterstreifen und einer Dialyseunterlage (30x43cm).

Im OFF-Set befinden sich 4 NOBAMED® TUPFER Ø 3,5 CM und 2 RUDAVLIES® Wundschnellverbände (7x 5cm).

Es eignet sich zur aseptischen Vorbereitung und abschließenden Versorgung der Gefäßzugänge bei der Dialyse.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Bei einer Allergie gegen die u.g. Komponenten sollte das Produkt nicht verwendet werden.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Zellstoff, Polyethylen, Silikon, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

Das FISTULA ON/OFF Set-steril ist ein Medizinprodukt nach MPG, der Richtlinie 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse Is, Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Folie-Papier Verpackung

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



STERILE EO



CE
0123