



NOBACOLLOID®

REF 790105

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Einzel-, steril verpackter hydrokolloider Wundverband zur feuchten Wundbehandlung, 5 cm x 10 cm. Die Hydrokolloid-Matrix bietet eine sehr hohe Absorptionsfähigkeit für das Wundexsudat. Dadurch bildet sich ein kohäsives Gel. Der atmungsaktive Polyurethan-Film erlaubt einen ausgezeichneten Feuchtigkeits-transport, so dass ein optimales feuchtes Wundklima entsteht, das den Wundheilungsprozess unterstützt und das Risiko einer Hautschädigung in der Wundumgebung minimiert. Der Wundverband kann bis zu sieben Tage auf der Wunde belassen werden. NOBACOLLOID® kann für die Versorgung leicht bis mittelstark nässender Wunden eingesetzt werden, wie beispielsweise bei Druckgeschwüren (Dekubitalulkus) und venösen Geschwüren an den Beinen (Ulcus cruris venosum), sowie bei oberflächlichen bis tiefen Wunden, Spalthautentnahmestellen, Abrasionswunden, traumatischen Wunden, postoperativen Operationswunden und Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Zusammensetzung

Hydrokolloid-Matrix, Polyurethan-Film

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBACOLLOID® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie 93/42 EWG und der Verordnung MDR EU 2017/745 und wird in die Klasse IIb, Regel 4, eingestuft.

Die Sterilisation entspricht den Vorgaben der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung:	Papier-Folie-Verpackung
Sekundärverpackung:	Faltschachtel aus Zellulose
Tertiärverpackung:	Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei lagern

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

