



ROLLENHALTER

REF 905015

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der stabile Rollenhalter zur Tisch- oder Wandmontage dient zum griffbereiten und schnellen Anreichen der NOBAMED Hygienerolle.

Verpackung

Primärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Zusammensetzung

Edelstahl

Normative und gesetzliche Anforderungen

Rollenhalter unterliegen der Bedarfsgegenständeverordnung und sind kein Medizinprodukt.



Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt DIN EN ISO 15223-1– Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.