



## MUNDSPATEL

REF 922500

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der aus sauber verarbeitetem, sehr glatt poliertem Holz gefertigte Spatel dient zur Inspektion des Rachenraumes und zum Auftragen von Salben. Er hat die Maße 150 mm x 18 mm (Erwachsenengröße). Der Spatel ist mit Ethylenoxid und feuchter Hitze (121°C) sterilisierbar und ist somit auch unter aseptischen Bedingungen verwendbar.

### Zusammensetzung

Holz

### Kontraindikationen

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative

#### Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primär: Faltschachtel aus Cellulose

Sekundär: Karton aus Cellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.