



SICHERHEITSNADELN

REF 962753

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Die Sicherheitsnadeln (**Größe 3: 9 mm x 48 mm**) für medizinische Zwecke dienen zur Fixierung von Verbänden, wie z.B. Armtragetüchern. Sie können auch zur Anbringung von Claviculabandagen, Gilchristbandagen und sonstigen Immobilisationsbandagen verwendet werden. Die Sicherheitsnadeln sind mit Wasserdampf (134°C/2 bar) sterilisierbar.

Zusammensetzung

vernickelter Stahl

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Zubehör eines Medizinprodukts nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Folieneinschlag

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe